

**Occhiali uvex racer MT 9153****Uvex**

Occhiali uvex racer MT 9153. Occhiali da sole, in metallo, di tipo sportivo. Telaio metallico a profilo molto basso, alta flessibilità e peso molto ridotto. Lenti fissate senza viti: questo rende gli occhiali sicuri, anche sotto stress meccanico, gli occhiali si adattano perfettamente a teste di tutte le misure. Nasello flessibile, regolabile. Lenti resistenti ai graffi.



Code	Description	Packaging
LLG09005134	Occhiali racer 9153, colore titanio, lenti trasparenti/UV 2-1.2, antiapp.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

