

**Occhiali uvex racer MT 9153****Uvex**

Occhiali uvex racer MT 9153. Occhiali da sole, in metallo, di tipo sportivo. Telaio metallico a profilo molto basso, alta flessibilità e peso molto ridotto. Lenti fissate senza viti: questo rende gli occhiali sicuri, anche sotto stress meccanico, gli occhiali si adattano perfettamente a teste di tutte le misure. Nasello flessibile, regolabile. Lenti resistenti ai graffi.



Code	Description	Packaging
LLG09005134	Occhiali racer 9153, colore titanio, lenti trasparenti/UV 2-1.2, antiapp.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

