

**Frigoriferi da laboratorio anti-scintilla LKexv****Liebherr**

Frigoriferi da laboratorio anti-scintilla LKexv. Frigoriferi da laboratorio con raffreddamento dinamico ed interno antideflagrante. Progettati specialmente per la conservazione di sostanze esplosive ed altamente infiammabili. L'interno dei modelli LKexv soddisfa tutte le richieste di sicurezza della Direttiva EU 94/9EC (ATEX 95). Eccellono per larga capacità e design robusto. La temperatura di raffreddamento è regolabile in continuo da +1°C a +15°C con l'aiuto del termostato integrato nel pannello di controllo.

Caratteristiche:

- Interno flessibile ed igienico
- Ripiani in vetro
- Vassoio per acqua
- Serratura
- Cerniere della porta reversibili
- Certificati secondo ATEX 95



Code	Description	Packaging
LLG07671880	Frigo da laboratorio anti-scintilla LKexv 3600, 333 L, est.600x610x1640mm	1 pz
LLG09698676	Frigoriferi da laboratorio Anti-scintilla LKexv 1800, 180 litri, Dim. esterne (L x P x H) 600 x 600 x 860 mm, Dim. interne (L x P x H) 513 x 441 x 702 mm, Consumo energia 0,899 kWh (24 h)	1 pz
LLG06264468	Frigo da laboratorio anti-scintilla LKexv 2600, 240 L, est.600x610x1250mm	1 pz.
LLG06262810	Frigo da laboratorio anti-scintilla LKexv 5400, 554 L, est.750x730x1640mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

