

**Stufa a secco****IKA**

Stufa a secco 125 control. Per applicazioni quali: regolazione temperatura, test di invecchiamento, essiccamento, riscaldamento. Garantisce risultati riproducibili. Ideale per laboratori, scuole, università, ricerca, controllo qualità. Alta capacità interna (125 litri) grazie all'alta qualità del materiale isolante. Ridotta emissione di odori e costi operativi. Eccellente uniformità della temperatura. Riscaldamento fino a 300 °C.



Code	Description	Packaging
LLG04663261	Stufa a secco 125 control, max 300°C, incl. 2 ripiani	1 pz.
LLG04663262	Stufa a secco 125 control, porta in vetro, max 300°C, incl. 2 ripiani	1 pz.
LLG06289337	Stufa Oven basic dry, 125 litri, Numero max.ripiani 6, Ripiani incl. 2, Dim. interne(L x P x H) 550 x 525 x 450 mm, Dim. esterne(L x P x H) 700 x 650 x 825 mm, potenza nominale 2,45 kW	1 pz
LLG06289338	Stufa Oven basic dry - glass, Volume nom. 125 litri, Numero max.ripiani 6, Ripiani incl. 2, Dim. interne(L x P x H) 550 x 525 x 450 mm, Dim. esterne(L x P x H) 700 x 650 x 825 mm, potenza nominale 2,45 kW	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

