

**Rubinetti da laboratorio****DURAN Group**

Rubinetti da laboratorio. VENDURA NOVA DURAN®. Con meccanismo di ritenzione a protezione da fuoriuscita accidentale della valvola in PP. Guarnizione regolabile. Corpo in vetro, valvola a spillo in PTFE e O-Ring in FKM. Ottimo dosaggio del liquido anche goccia a goccia. Valvola diritta o a squadra con angolo di 90°. Percentuale d'infiltrazioni:  $1 \times 10^{-6}$  mbar x L / secondi.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09117002 | Rubinetto, Tipo diritto, Ø Tubo 9,0 mm, Portata 0-2,5 ml/min              | 1 pz      |
| LLG09117012 | Rubinetto, Tipo a squadra 90°, Ø Tubo 9,0 mm, Portata 0-2,5 ml/min        | 1 pz      |
| LLG09117003 | Rubinetto, Tipo diritto, Ø Tubo 10,0 mm, Portata 0-4,0 ml/min             | 1 pz      |
| LLG09117013 | Rubinetto, Tipo a squadra 90°, Ø Tubo 10,0 mm Portata 0-4,0 ml/min        | 1 pz      |
| LLG09117004 | Rubinetto, Tipo diritto, Ø Tubo 10,0 mm, Portata 0-6,0 ml / min           | 1 pz      |
| LLG09117014 | Rubinetto, Tipo a squadra 90°, Ø Tubo 10,0 mm, Portata 0-6,0 ml/min       | 1 pz      |
| LLG06073173 | Rubineti da laboratorio, valvola dritta, Ø Tubo 15 mm, Ø Foro 0 ... 10 mm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

