

**Pompa per fusti, PP****Bürkle**

Pompa per fusti, PP. - Per travaso di acidi, soluzioni caustiche e detergenti aggressivi.-
Eccellente recupero di liquidi residui nel fusto grazie alla valvola di non ritorno montata alla base
e al tubo di immersione regolabile in continuo.- Per fusti e taniche da 60 a 100 litri. Tipo A: con
ugello di erogazione rigido, angolato Tipo B: con ugello di erogazione flessibile, in PVC, e
rubinetto



Code	Description	Packaging
LLG09001356	Pompa per fusti, tipo A, profondità immersione 500 mm, lungh. 600 mm	1 pz.
LLG09001366	Pompa per fusti, tipo B, profondità immersione 500 mm, lungh. 600 mm	1 pz.
LLG09001357	Pompa per fusti, tipo A, profondità immersione 650 mm, lungh. 740 mm	1 pz.
LLG09001367	Pompa per fusti, tipo B, profondità immersione 650 mm, lungh. 740 mm	1 pz.
LLG09001358	Pompa per fusti, tipo A, profondità immersione 800 mm, lungh. 900 mm	1 pz.
LLG09001368	Pompa per fusti, tipo B, profondità immersione 800 mm, lungh. 900 mm	1 pz.
LLG09001359	Pompa per fusti, tipo A, profondità immersione 1000 mm, lungh. 1090 mm	1 pz.
LLG09001369	Pompa per fusti, tipo B, profondità immersione 1000 mm, lungh. 1090 mm	1 pz.
LLG09001364	Pompa per fusti, tipo A, profondità immersione 1250 mm, lungh. 1340 mm	1 pz.
LLG09001370	Pompa per fusti, tipo B, profondità immersione 1250 mm, lungh. 1340 mm	1 pz.
LLG09001365	Pompa per fusti, tipo A, profondità immersione 1500 mm, lungh. 1590 mm	1 pz.
LLG09001371	Pompa per fusti, tipo B, profondità immersione 1500 mm, lungh. 1590 mm	1 pz.