


**Sacchetti per campionamento SteriBag, PE, sterili****Bürkle**

Sacchetti per campionamento SteriBag, PE, sterili. Sacchetti per campionamento di liquidi. Per applicazioni in campo chimico, farmaceutico, medico, alimentare ecc. Tipo A: senza banda scrivibile. Tipo B: con banda scrivibile.



Code	Description	Packaging
LLG06223094	Sacchetti SteriBag 1650 ml, dim. 178x305 mm, senza area scrittura	250 pz.
LLG09404118	Sacchetti SteriBag 900 ml, dim. 114x305 mm, senza area scrittura	500 pz.
LLG09404114	Sacchetti SteriBag 60 ml, dim. 76x127 mm, senza area scrittura	500 pz.
LLG09404115	Sacchetti SteriBag 150 ml, dim. 76x178 mm, senza area scrittura	500 pz.
LLG09404116	Sacchetti SteriBag 450 ml, dim. 114x229 mm, senza area scrittura	500 pz.
LLG09404117	Sacchetti SteriBag 650 ml, dim. 140x229 mm, senza area scrittura	500 pz.
LLG06223093	Sacchetti SteriBag 1650 ml, dim. 178x305 mm, con area scrittura	250 pz.
LLG09404119	Sacchetti SteriBag 60 ml, dim. 76x127 mm, con area scrittura	500 pz.
LLG09404120	Sacchetti SteriBag 150 ml, dim. 76x178 mm, con area scrittura	500 pz.
LLG09404121	Sacchetti SteriBag 450 ml, dim. 114x229 mm, con area scrittura	500 pz.
LLG09404122	Sacchetti SteriBag 650 ml, dim. 140x229 mm, con area scrittura	500 pz.
LLG09404123	Sacchetti SteriBag 900 ml, dim. 114x305 mm, con area scrittura	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

