

**Set adattatori per Pump-it®****Bürkle**

Set adattatori per Pump-it®. Composto da:- 2" filettatura grezza , forma angolare, verde- 2" filettatura grezza, vuoto / Tri-Sure® , marrone- 2" filetto fine per fusti, blu- DIN 60, barili, nero- DIN 51, nero (immagine al centro)



Code	Description	Packaging
LLG09001111	Set adattatori per Pump-it	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

