

**Campionatore a immersione per TeleScoop, in acciaio inox****Bürkle**

Campionatore ad immersione per TeleScoop, in acciaio inox. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inox e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. Bicchieri da laboratorio con raschietto per materiali pastosi o in polvere. Con bordo per raschiare. Sterilizzabile.



Code	Description	Packaging
LLG09303846	Campionatore ad immersione per TeleScoop, cap. 1000 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

