

**Agitatore magnetico, funzionamento a pressione acqua/aria****Kartell**

Agitatore magnetico, funzionamento a pressione acqua/aria. Costruito in PP-ABS. Agitatore unico, azionato da una turbina ad acqua con pressione da 1 a 2.5 kg/cm<sup>2</sup> (15 - 40 psi) o aria compressa. Non necessita di alimentazione elettrica, quindi elimina pericoli derivati da calore, shock elettrici ed esplosione. Costruzione in materiale plastico anti corrosione. Può essere appoggiato su banco o fissato ad un supporto con asta Ø 12 mm usando il morsetto integrale.



Code	Description	Packaging
LLG09303043	Agitatore magnetico, in PP-ABS, Ø 129 mm, h 61 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

