

**Pipette multicanale Transferpette® -8 / 12 electronic****BRAND****Pipette multicanale Transferpette® -8 / 12 electronic**

La facilità di funzionamento senza sforzo e la sua forma ergonomica rendono il lavoro con il Transferpette® -8 / -12 pipetta a pistone molto confortevole. L'impiego di materiali di alta qualità lo rende particolarmente leggero, mentre speciali anelli a V in FKM e la forma a gradini dell'eiettore riducono significativamente la forza di espulsione necessaria. La mano rimane rilassata e sciolta, anche durante un'operazione di pipettaggio prolungato.

- Corpi singoli e guarnizioni possono facilmente sostituiti in laboratorio, per una lunga durata dello strumento
- Tecnica Easy Calibration: la calibrazione e le regolazioni sono fatte in pochi secondi senza attrezzi
- Alloggiamento inferiore autoclavabile (121 ° C), liberamente ruotabile oltre 360°
- Punta di espulsione separata: minima forza di espulsione necessaria per espellere il puntale
- Il colorato dell'eiettore del puntale indicano i puntali adatti da utilizzare
- Design resistente alla corrosione

Parti fornite:

Transferpette® elettronico 8 o 12 canali, DE-M, con attestato di certificazione, batteria, alimentatore, 1 supporto, 1 serbatoio di reagente, grasso di silicone, 1 set extra di anelli di tenuta in FKM e assemblaggio di aiuto



Code	Description	Packaging
LLG04000192	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 1,2 ± R%, Precisione 0,8, Numero di canali 8, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000193	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 8, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000194	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000195	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000196	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000197	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 1,2 ± R%, Precisione 0,8, Numero di canali 8, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000198	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 8, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000199	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000200	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000201	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000204	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina AUS	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04000205	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina AUS	1 pz
LLG04000206	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina AUS	1 pz
LLG04000207	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 1,2 ± R%, Precisione 0,8, Numero di canali 12, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000208	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 12, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000209	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000210	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000211	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina UK	1 pz
LLG04000212	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 1,2 ± R%, Precisione 0,8, Numero di canali 12, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000213	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 12, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000214	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000215	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina US	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04000216	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina US	1 pz
LLG04000218	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 12, Tipo di spina AUS	1 pz
LLG04000220	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina AUS	1 pz
LLG06491810	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 50 ... 1250 µl, Volume minimo 50 µl, Volume max. 1250 µl, Divisione 1,000 µl, Precisione ±1,0 R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina Universale	1 pz
LLG06491811	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 50 ... 1250 µl, Volume minimo 50 µl, Volume max. 1250 µl, Divisione 1,000 µl, Precisione ±1,0 R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina Universale	1 pz
LLG09280107	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 8, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280108	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280109	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280110	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 1 ... 20 µl, Divisione 0,020 µl, Precisione 1,0 ± R%, Precisione 0,5, Numero di canali 12, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280111	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 5 ... 100 µl, Divisione 0,100 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09280112	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 15 ... 300 µl, Divisione 0,500 µl, Precisione 0,6 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280117	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 1,2 ± R%, Precisione 0,8, Numero di canali 8, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280118	Pipette multicanale Transferpette® 8 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 8, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280119	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 0,5 ... 10 µl, Divisione 0,010 µl, Precisione 1,2 ± R%, Precisione 0,8, Numero di canali 12, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz
LLG09280128	Pipette multicanale Transferpette® 12 electronic, Volume 10 ... 200 µl, Divisione 0,200 µl, Precisione 0,8 ± R%, Precisione 0,25, Numero di canali 12, Tipo di spina UE, con caricabatteria	1 pz

