

**Cestello in PP per colorazione vetrini****Kartell**

Cestello in PP per colorazione vetrini. Con manico, adatto per sostenere fino a 20 vetrini 76 x 26 mm. Da utilizzare abbinato alla vaschetta cod. LLG09161340.



Code	Description	Packaging
LLG09161341	Cestello per colorazione vetrini, largh. 20 mm, lungh. 86 mm, h 700 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

