

**Termostato DD-BC****JULABO**

Termostato a circolazione disponibile in diverse dimensioni da 4 a 26 litri.
Coperchio incluso. Rubinetto integrato per facile e sicuro drenaggio. Serpentina di raffreddamento integrata.



Code	Description	Packaging
LLG04663223	Bagno a circolazione DD-BC12 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg	1 pz.
LLG04663237	Bagno a circolazione DD-BC26.A 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg	1 pz.
LLG04663249	Bagno a circolazione DD-BC12.D 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg	1 pz.
LLG04663221	Bagno a circolazione DD-BC4, 3-4,5 L, vasca 130x150x150mm, 8,5kg	1 pz.
LLG04663234	Bagno a circolazione DD-BC4.A 3-4,5 L, vasca 130x150x150 mm, 8,5kg	1 pz.
LLG04663247	Bagno a circolazione DD-BC4.D 3-4,5 L, vasca 130x150x150 mm, 8,5kg	1 pz.
LLG04663222	Bagno a circolazione DD-BC6 4,5-6 L, vasca 130x150x200mm, 9,7kg	1 pz.
LLG04663235	Bagno a circolazione DD-BC6.A 4,5-6 L, vasca 130x150x200 mm, 9,7kg	1 pz.
LLG04663248	Bagno a circolazione DD-BC6.D 4,5-6 L, vasca 130x150x200 mm, 9,7kg	1 pz.
LLG04663236	Bagno a circolazione DD-BC12.A 8,5-12 L, vasca 220x150x200 mm, 11,9kg	1 pz.
LLG04663224	Bagno a circolazione DD-BC26 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg	1 pz.
LLG04663250	Bagno a circolazione DD-BC26.D 19-26 L, vasca 260x350x200 mm, 18,7kg	1 pz.

