

**Canestro Portapipette per Lavapipette, PE-HD****Kartell**

Canestro Portapipette per Lavapipette, PE-HD. Con manico. Da inserire nel contenitore e nel lavapipette automatico.



Code	Description	Packaging
LLG09273980	Canestro per lavapipette, per lung. pipetta 360mm, Ø fondo 145mm, h 495mm	1 pz
LLG09273985	Canestro per lavapipette, per lung. pipetta 460mm, Ø fondo 145mm, h 645mm	1 pz
LLG09273990	Canestro per lavapipette, per lung. pipetta 600mm, Ø fondo 145mm, h 870mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

