

**Bottiglie per reagenti, PP, GL 45**

VITLAB GmbH

**Bottiglie per reagenti, PP, GL 45**

Trasparenti. Con tappo a vite in PP. Buona resistenza chimica, ideali per la conservazione di liquidi a lungo termine. Autoclavabili a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285. Adatte per alimenti (idonee al contatto con alimenti secondo regolamento (CE) n 10/2011). Volume da 5000 ml con maniglia per il trasporto.



Code	Description	Packaging
LLG09073170	Bottiglie per reagenti, PP, GL 45, Capacità 5000 ml, Ø est. 315 mm, Altezza 178 mm, Filettatura 45 GL	1 pz
LLG09073172	Bottiglie per reagenti, PP, GL 45, Capacità 2000 ml, Ø est. 241 mm, Altezza 131 mm, Filettatura 45 GL	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

