



Imbuti filtranti, vetro borosilicato 3.3

Imbuti filtranti, vetro borosilicato 3.3. Con filtro a disco sinterizzato come indicato.
Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09052383	Imbuti filtranti, in vetro, 1000 ml, porosità 1, Ø 120 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052384	Imbuti filtranti, in vetro, 1000 ml, porosità 2, Ø 120 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052385	Imbuti filtranti, in vetro, 1000 ml, porosità 3, Ø 120 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052386	Imbuti filtranti, in vetro, 1000 ml, porosità 4, Ø 120 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052375	Imbuti filtranti, in vetro, 125 ml, porosità 1, Ø 60 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052376	Imbuti filtranti, in vetro, 125 ml, porosità 2, Ø 60 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052377	Imbuti filtranti, in vetro, 125 ml, porosità 3, Ø 60 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052378	Imbuti filtranti, in vetro, 125 ml, porosità 4, Ø 60 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052066	Imbuti filtranti, in vetro, 250 ml, porosità 1, Ø 80 mm, Ø stelo 18 mm	1 pz.
LLG09052067	Imbuti filtranti, in vetro, 250 ml, porosità 2, Ø 80 mm, Ø stelo 18 mm	1 pz.
LLG09052068	Imbuti filtranti, in vetro, 250 ml, porosità 3, Ø 80 mm, Ø stelo 18 mm	1 pz.
LLG09052069	Imbuti filtranti, in vetro, 250 ml, porosità 4, Ø 80 mm, Ø stelo 18 mm	1 pz.
LLG09052387	Imbuti filtranti, in vetro, 4000 ml, porosità 1, Ø 175 mm, Ø stelo 30 mm	1 pz.
LLG09052388	Imbuti filtranti, in vetro, 4000 ml, porosità 2, Ø 175 mm, Ø stelo 30 mm	1 pz.
LLG09052389	Imbuti filtranti, in vetro, 4000 ml, porosità 3, Ø 175 mm, Ø stelo 30 mm	1 pz.
LLG09052390	Imbuti filtranti, in vetro, 4000 ml, porosità 4, Ø 175 mm, Ø stelo 30 mm	1 pz.
LLG09052367	Imbuti filtranti, in vetro, 50 ml, porosità 1, Ø 35 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052368	Imbuti filtranti, in vetro, 50 ml, porosità 2, Ø 35 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052369	Imbuti filtranti, in vetro, 50 ml, porosità 3, Ø 35 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052370	Imbuti filtranti, in vetro, 50 ml, porosità 4, Ø 35 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09052379	Filter funnels 500ml	1 pz.
LLG09052380	Imbuti filtranti, in vetro, 500 ml, porosità 2, Ø 90 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052381	Imbuti filtranti, in vetro, 500 ml, porosità 3, Ø 90 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052382	Imbuti filtranti, in vetro, 500 ml, porosità 4, Ø 90 mm, Ø stelo 22 mm	1 pz.
LLG09052371	Imbuti filtranti, in vetro, 75 ml, porosità 1, Ø 45 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052372	Imbuti filtranti, in vetro, 75 ml, porosità 2, Ø 45 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052373	Imbuti filtranti, in vetro, 75 ml, porosità 3, Ø 45 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.
LLG09052374	Imbuti filtranti, in vetro, 75 ml, porosità 4, Ø 45 mm, Ø stelo 10 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

