

**Aste telescopiche TeleScoop****Bürkle**

Aste telescopiche TeleScoop. TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni. Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto. Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc. Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio. In alluminio, con connessioni rosse. Nuova costruzione corrugata che previene la rotazione delle barre durante il campionamento. Con serraggio e blocco per evitare scorrimenti di una sezione.



Code	Description	Packaging
LLG06803581	Cerniera per asta telescopica	1 pz
LLG06266590	Asta telescopica Telescoop, lungh. 0,70-1,80 m, in alluminio	1 pz.
LLG09303800	Asta telescopica Telescoop, lungh. 0,65 - 1,20 m, in alluminio	1 pz.
LLG09303801	Asta telescopica Telescoop, lungh. 0,95 - 2,80 m, in alluminio	1 pz.
LLG09303802	Asta telescopica Telescoop, lungh. 1,25 - 2,50 m, in alluminio	1 pz.
LLG09303804	Asta telescopica Telescoop, lungh. 1,15 - 3 m, in alluminio	1 pz.
LLG09303806	Asta telescopica Telescoop, lungh. 1,65 - 4,50 m, in alluminio	1 pz.
LLG09303807	Aste telescopiche TeleScoop, lungh. 1,75-6,00 m	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

