

**Omogenizzatore da laboratorio, BagMixer®****interscience**

Omogenizzatore da laboratorio, BagMixer®. Omogenizzatori a pale regolabili. BagMixer®, è disponibile in 3 misure, omogenizza tutti tipi di campioni solidi per poter procedere poi ad analisi microbiologiche. Un sistema unico a pale regolabili permette di adattare l'omogenizzatore al volume del campione. Grazie alla velocità variabile è possibile ottenere un alto recupero di batteri. Tutti i BagMixer® sono provvisti di timer. Fabbricati in acciaio inox. La completa apertura dello sportello consente una facile manutenzione e pulizia dell'apparecchio. BagMixer® 400P con porta piana. BagMixer® 400W e 400 CC porta con finestra. Click & clean System® (solo per BagMixer 400 CC): pale removibili e autoclavabili. Tutti i modelli hanno 3 anni di garanzia e garanzia a vita per ammortizzatori e porta finestra.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06204551 | Omogeneizzatore Stomacher BagMixer® 400 P, 50-400 ml, dim. 390x260x290 h mm | 1 pz. |
| LLG09570098 | Omogeneizzatore Stomacher BagMixer® 400 CC, 50-400 ml, dim.420x260x265 h mm | 1 pz. |
| LLG06224287 | Omogeneizzatore Stomacher BagMixer 400 W, 50-400 ml, dim.. 390x260x290 h mm | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

