

**Filtri a siringa****Thermo Scientific**

Filtri per siringa. Sterile. Diam. 25mm. Vasta scelta di membrana e diametro dei pori. Ideali per applicazioni da laboratorio con fluidi acquosi e non-acquosi e gas.



Code	Description	Packaging
LLG06267755	Filtro siringa SFCA, ØFiltro 25mm, 0,45µm, sterile ATTENZIONE! Ordine minimo 5 conf. o multipli di 5 conf.	100 PZ



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

