



Bottiglia lavaocchi Barikos

Bottiglia lavaocchi Barikos. Tipo Barikos KSLe bottiglie BARIKOS KS e Mini BARIKOS KS sono bottiglie per il lavaggio degli occhi con acqua per l'eliminazione di corpi estranei. Esenti da manutenzione. In materiali tossicologicamente sicuri conformi alle norme DIN EN 15154-4. Barikos KS è garantito per almeno due anni se in confezione integra, la scadenza è indicata dalla data stampata sul sigillo. Esercitando una pressione sulle pareti della bottiglia il liquido di lavaggio viene spruzzato attraverso il vaporizzatore. La bottiglia è provvista di una valvola brevettata inclinabile, in modo da garantire l'efficacia anche in caso di utilizzo su una persona sdraiata. Tipo Barikos K BARIKOS e BARIKOS K sono studiate per essere riempite con acqua pulita, vengono fornite vuote ed hanno una capacità di 620 ml. Sono indicate per un uso immediato, basta che la persona inclini la testa all'indietro ed assicuri un buon contatto tra l'occhio e l'erogatore spray della bottiglia; si utilizza all'istante anche su persone sdraiate, grazie alla valvola che apre immediatamente il flusso di lavaggio. Tipo Mini-BARIKOS. Portatile, ideale per la conservazione nella tasca del camice. 175 ml, piena. Entrambe le bottiglie sono adatte per uso verticale e con il getto spray verso il basso.



Code	Description	Packaging
LLG09005015	Supporto a parete BARIKOS K / KS (1 bottiglia), filo acciaio plastificato	1 pz.
LLG06076057	Supporto a parete per BARIKOS K / KS (1 bottiglia)	1 pz.
LLG09005017	Supporto a parete per BARIKOS K / KS (2 bottiglie)	1 pz.
LLG09005009	Bottiglia lavaggio oculare BARIKOS KS, con soluzione, 620 ml	1 pz.
LLG09005008	Bottiglia lavaggio oculare Mini BARIKOS KS, con soluzione, 175 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

