



Anelli in PTFE per coni NS

Anelli in PTFE per coni NS. Guarnizioni ermetiche senza grasso per coni normalizzati. Extra stagni e puliti (fattore di perdita gas sotto i 10^{-6} mBar l/sec). A bassissimo rilascio chimico 0,1...0.03 mg/giorno. Resistenti da - 196 to 300 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09011663	Anelli in PTFE per coni NS 10	50 pz
LLG07622596	Anelli in PTFE per coni NS 12	50 pz
LLG09011664	Anelli in PTFE per coni NS 14	50 pz
LLG09011665	Anelli in PTFE per coni NS 19	50 pz
LLG09011666	Anelli in PTFE per coni NS 24	50 pz
LLG09011667	Anelli in PTFE per coni NS 29	50 pz
LLG07700004	Anelli in PTFE per coni NS 34	50 pz
LLG09011668	Anelli in PTFE per coni NS 45	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

