



Bilancia di precisione Pioneer® PX3202

OHAUS

Bilancia di precisione Pioneer® PX3202



Code	Description	Packaging
LLG04681176	Bilance di precisione Pioneer® PX6202, Portata 6200 g, Precisione 0,01 g, Riproducibilità 0,01 g, Linearità 0,02 ± g	1 pz
LLG04663339	Bilancia Pioneer, 3200g, Prec. 0,01g, Riprod. 0,01g, Linearità ±0,02g	1 pz
LLG04685014	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX6202M, portata 6200 g, Leggibilità 0,01 g, Ripetibilità 0,01 g, Linearità 0,02 g, Programma aggiustamento interno, Largh. 209 mm, Prof. 321 mm, H 98 mm, piatto Ø 180 mm	1 pz
LLG04663338	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX3202/E, Portata 3200 g, Precisione 0,01 g, Riproducibilità 0,01 g, Linearità 0,02 ± g	1 pz
LLG04663340	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX3202M, Portata 3200 g, Precisione 0,01 g, Riproducibilità 0,01 g, Linearità 0,02 ± g	1 pz
LLG04663344	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX4201/E, Portata 4200 g, Precisione 0,1 g, Riproducibilità 0,1 g, Linearità 0,2 ± g	1 pz
LLG04663345	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX4201, Portata 4200 g, Precisione 0,1 g, Riproducibilità 0,1 g, Linearità 0,2 ± g	1 pz
LLG04663346	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX4201M, Portata 4200 g, Precisione 0,1 g, Riproducibilità 0,1 g, Linearità 0,2 ± g	1 pz
LLG04681175	Bilance di precisione Pioneer® PX, Tipo PX6202/E, Portata 6200 g, Precisione 0,01 g, Riproducibilità 0,01 g, Linearità 0,02 ± g	1 pz

