

**Cilindri Graduati, DURAN®, classe B, forma alta, graduazione blu****Hirschmann**

Cilindri Graduati, DURAN®, classe B, forma alta, graduazione blu. Graduazione blu. Con becco e base esagonale, linea corta. Tolleranza migliore rispetto ai requisiti della classe B. Con graduazione blu di lunga durata. Calibrato IN (TD). Conforme alle norme DIN EN ISO 4788.



Code	Description	Packaging
LLG09274199	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 10 ml, grad. 0,2 ml, h 140 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09274202	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 100 ml, grad. 1 ml, h 260 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09274206	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 1000 ml, grad. 10 ml, h 470 mm	1 pz.
LLG09274207	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 2000 ml, grad. 20 ml, h 500 mm	1 pz.
LLG09274200	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 25 ml, grad. 0,5 ml, h 170 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09274203	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 250 ml, grad. 2 ml, h 335 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09274198	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 5 ml, grad. 0,1 ml, h 115 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09274201	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 50 ml, grad. 1 ml, h 200 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09274204	Cilindro graduato, DURAN, classe B, 500 ml, grad. 5 ml, h 390 mm, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.

