

**Burette, Rubinetto diritto, classe AS, DURAN®****Hirschmann**

Burette, rubinetto diritto, classe AS, DURAN®. Linea di Schellbach per facile lettura, conformità certificata, con identificazione lotto, graduazioni blu ad elevato contrasto, anelli di graduazione nei punti principali, calibrate per scolamento EX, secondo DIN EN ISO 385. Lunghezza della scala circa 500mm. Per questi prodotti, il report di calibrazione del lotto è generabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.hirschmannlab.de. Sono disponibili anche il reports singolo di calibrazione o il certificato DAkkS (ex certificato DKD). ATTENZIONE! Verificare la descrizione del codice. La foto potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto.



Code	Description	Packaging
LLG09270161	Buretta classe AS, 10 ml, grad. 0,02 ml, con rubinetto vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270164	Buretta classe AS, 10ml, grad.0,02ml, con rubinetto a spillo, maschio PTFE, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270167	Buretta classe AS, 10 ml, grad. 0,02 ml, con rubinetto maschio PTFE, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270162	Buretta classe AS, 25 ml, grad. 0,05 ml, con rubinetto vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270165	Buretta classe AS, 25ml, grad.0,05ml, con rubinetto a spillo, maschio PTFE, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270168	Buretta classe AS, 25 ml, grad. 0,05 ml, con rubinetto maschio PTFE, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270163	Buretta classe AS, 50 ml, grad. 0,1 ml, con rubinetto vetro, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270166	Buretta classe AS, 50 ml, grad.0,1ml, con rubinetto a spillo, maschio PTFE, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.
LLG09270169	Buretta classe AS, 50 ml, grad. 0,1 ml, con rubinetto maschio PTFE, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz.



