

**Spruzzette colorate, PE-LD****VITLAB**

Spruzzette colorate, PE-LD. Bottiglie a bocca stretta PE-LD. Disponibili in quattro colori diversi per facilitarne la rapida identificazione. Tappo a vite e tubo di erogazione in PP. Si ottiene un getto spray preciso ed un'uscita ottimale del campione, grazie alla forma continua e finemente disegnata del puntale del tubo spray.



Code	Description	Packaging
LLG07009293	Spruzzette, 250 ml, Filettatura 25 GL, Colore verde, H 135 mm, Ø 65 mm	1 pz
LLG04678160	Spruzzette colorate, bocca stretta, LDPE, Capacità 250 ml, Colore verde, Altezza 135 mm, Ø 65 mm, Filettatura 25 GL	5 pz
LLG04678163	Spruzzette colorate, bocca stretta, LDPE, 1000 ml, Colore blu, Altezza 221 mm, Ø 92 mm, Filettatura 32 GL	5 pz
LLG04678164	Spruzzette colorate, bocca stretta, LDPE, 1000 ml, Colore giallo, Altezza 221 mm, Ø 92 mm, Filettatura 32 GL	5 pz
LLG04678165	Spruzzette colorate, bocca stretta, LDPE, 1000 ml, Colore verde, Altezza 221 mm, Ø 92 mm, Filettatura 32 GL	5 pz
LLG04664278	Spruzzette, 500 ml, Filettatura 25 GL, Colore rosso, H 180 mm, Ø 74 mm	5 pz.
LLG04664281	Spruzzette, 500 ml, Filettatura 25 GL, Colore verde, H 180 mm, Ø 74 mm	5 pz.
LLG04664282	Spruzzette, 500 ml, Filettatura 25 GL, Colore giallo, H 180 mm, Ø 74 mm	5 pz.
LLG04664283	Spruzzette, 500 ml, Filettatura 25 GL, Colore blu, H 180 mm, Ø 74 mm	5 pz.

