



Sistemi per acqua Ultra Clear, Accessori

evoqua

Sistemi per acqua Ultra Clear, accessori.



Code	Description	Packaging
LLG09914522	Filtro sterile 0,1 µm, 1000 cm2, intervallo di cambio 6 mesi	1 pz
LLG09114526	Lampada UV (per sistemi con TM), intervallo di cambio 1 anno	1 pz
LLG09914523	Lampada UV (per sistemi senza TM), intervallo di cambio 1 anno	1 pz
LLG09914513	Modulo di pretrattamento DTO, intervallo di cambio, 6/12 mesi	1 pz
LLG09914514	Modulo di post-trattamento ILT, intervallo di cambio 6/12 mesi	1 pz
LLG09914520	Cartuccia di pretrattamento VDM, intervallo di cambio 6/12 mesi	1 pz
LLG09914521	Modulo di post-trattamento MF III D, intervallo di cambio 6/12 mesi	1 pz
LLG06234665	Modulo di ultrafiltrazione Preventor 5000, intervallo di cambio 2 anni	1 pz
LLG06234666	Kit di disinfezione (3 conf.)	1 pz
LLG06264656	Sistemi Lampada UV serbatoio da 30, 60, 80 litri, Per Ultra Clear™ RO EDI, ricambio	1 pz

