

**Sonicatori UP50H / UP100H****Hielscher Ultrasonics**

Sonicatori UP50H / UP100H. Utilizzabile sia su sostegno che a mano grazie alla speciale impugnatura di cui è dotato. Idoneo per operare su mezzi fluidi e/o solidi in applicazioni come preparazione di campioni, omogenizzazione, degasaggio, pulizia di piccoli fori, ecc. Potenza 50W. Campo di impulsi regolabile in continuo tra 0-100%, ampiezza regolabile tra 20 e 100%. Protezione per lavoro a secco, in valigetta portatile, con attacco per stativo STH-16 e attrezzo per il montaggio. Frequenza di lavoro pari a 30 KHz con controllo automatico. 230V a.c.



Code	Description	Packaging
LLG09106600	Sonicator UP50H, potenza 50 W	1 pz.
LLG06235231	Sonicator UP100H, potenza 100 W	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

