

**Sonicatori UP50H / UP100H****Hielscher Ultrasonics**

Sonicatori UP50H / UP100H. Utilizzabile sia su sostegno che a mano grazie alla speciale impugnatura di cui è dotato. Idoneo per operare su mezzi fluidi e/o solidi in applicazioni come preparazione di campioni, omogenizzazione, degasaggio, pulizia di piccoli fori, ecc. Potenza 50W. Campo di impulsi regolabile in continuo tra 0-100%, ampiezza regolabile tra 20 e 100%. Protezione per lavoro a secco, in valigetta portatile, con attacco per stativo STH-16 e attrezzo per il montaggio. Frequenza di lavoro pari a 30 KHz con controllo automatico. 230V a.c.



| Code        | Description                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| LLG09106600 | Sonicator UP50H, potenza 50 W   | 1 pz.     |
| LLG06235231 | Sonicator UP100H, potenza 100 W | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

