

**Congelatore da laboratorio SFFfg Performance, antideflagrante****Liebherr-Hausgeräte**

Congelatori con sbrinamento manuale e sistema di raffreddamento statico, per stoccaggio e lungo termine di campioni sensibili. Le parti interne sono conformi ai requisiti di sicurezza della Direttiva UE 2014/34/EU (Direttiva ATEX Directive) e sono state testate in accordo agli standard EN1127-1 e IEC 60079-0 o IEC 60079-15 dall'organismo di valutazione della conformità ATEX Electro-suisse (SEV).

- Display digitale per la temperatura;
- Allarme ottico e acustico;
- Contatto a potenziale zero;
- Allarme per interruzione di corrente quando l'alimentazione torna;
- Registrazione della temperatura minima/massima;
- Funzione calibrazione;
- Massima stabilità della temperatura e conformità alla EN 60068-3;
- Ripiani regolabili in vetro;
- Porta auto-chiudente con serratura integrata;
- Incerniatura porta a destra, invertibile;
- Refrigerante ecologico, naturale R290.



Code	Description	Packaging
LLG04687982	Congelatore da laboratorio SFFfg Performance, antideflagrante tipo: SFFfg 4001	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

