

**Frigorifero SRFfg Performance****Liebherr-Hausgeräte****Frigorifero SRFfg Performance**

Con sistema di raffreddamento dinamico per veloce e omogeneo raffreddamento della camera interna.

- Visualizzazione digitale della temperatura.
- Con auto.sbrinamento.
- Allarme visivo e acustico.
- Contatto di allarme a potenziale zero.
- Passaggio (Ø 10 mm) per eventuali sensori esterni di temperatura.
- Ripiani in vetro regolabili.
- Porta vincolata sulla destra, invertibile.
- Refrigerante naturale, ecologico, R600a.



Code	Description	Packaging
LLG04687984	Frigorifero da laboratorio SRFfg Performance, con interno antideflagrante, tipo SRFfg 3501	1 pz
LLG04687985	Frigorifero da laboratorio SRFfg Performance, tipo: SRFfg 4001	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

