

**Guanti conduttivi ASPURE LINE, Antistatici, bianchi, Nylon****As One**

Guanti conduttivi ASPURE LINE, Antistatici, bianchi, Nylon.

-Materiale: Nylon

-Codifica colore del polsino

-VFalore resistenza superficie: 106 - 108W

-Sacchetto con 10 paia



Code	Description	Packaging
LLG04662694	Guanti conduttivi ASPURE LINE, Antistatici, in Nylon, Misura L, Colore grigio	10 paia



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

