

**Bilance di precisione tipo EW-N, EG-N****Kern & Sohn**

Bilance di precisione tipo EW-N, EG-N. Bilance da laboratorio di alta qualità, in robusto e stabile involucro metallico. Una banda luminosa crescente indica il campo di pesata utilizzato. Display LCD con caratteri da 17 mm. Con copertina di protezione fornita di serie. Adatte per verifica EC (opzione di fabbrica a costo aggiuntivo - dettagli a richiesta). Tara escludibile su tutto il campo di pesata. Calibrazione interna automatica (solo tipo EG-N) e diversi menu di configurazione ed applicativi. Struttura di protezione contro le correnti d'aria, in vetro, di serie per tutti i modelli con precisione 0,001 g. Funzioni incluse: conta pezzi, pesata in percentuale, dispositivo pesata sotto la bilancia. Opzioni disponibili: stampante termica, Akku-Pack interno, certificato di calibrazione DKD per bilancia e pesi di test opzionali.



Code	Description	Packaging
LLG09901014	Bilancia EW12000-1NM, portata 12000 g, precisione 0.1 g, piatto 180x160 mm	1 pz.
LLG09901007	Bilancia EW220-3NM, portata 220 g, precisione 0,001 g, piatto Ø 118 mm	1 pz.
LLG09901018	Bilancia EG220-3NM*, portata 220 g, precisione 0,001 g, piatto Ø 118 mm	1 pz.
LLG09901011	Bilancia EW2200-2NM, portata 2200 g, precisione 0,01 g, piatto 180x160 mm	1 pz.
LLG09901016	Bilancia EG2200-2NM*, portata 2200 g, precisione 0,01 g, piatto 180x160 mm	1 pz.
LLG09901008	Bilancia EW420-3NM, portata 420 g, precisione 0,001 g, piatto Ø 118 mm	1 pz.
LLG09901019	Bilancia EG420-3NM*, portata 420 g, precisione 0,001 g, piatto Ø 118 mm	1 pz.
LLG09901012	Bilancia EW4200-2NM, portata 4200 g, precisione 0,01 g, piatto 180x160 mm	1 pz.
LLG09901017	Bilancia EG4200-2NM*, portata 4200 g, precisione 0,01 g, piatto 180x160 mm	1 pz.
LLG09901009	Bilancia EW620-3NM, portata 620 g, precisione 0,001 g, piatto Ø 118 mm	1 pz.
LLG09901015	Bilancia EG620-3NM*, portata 620 g, precisione 0,001 g, piatto Ø 118 mm	1 pz.
LLG09901013	Bilancia EW6200-2NM, portata 6200 g, precisione 0,01 g, piatto 180x160 mm	1 pz.
LLG09901010	Bilancia EW820-2NM, portata 820 g, precisione 0,01 g, piatto 170x142 mm	1 pz.

