

**Sacchetto raffreddante Icecatch®****Icecatch**

Sacchetto raffreddante Icecatch®. Sacchetto raffreddante Icecatch® per prodotti sensibili alla temperatura, usati in industrie farmaceutiche, biotecnologiche, mediche e alimentari.

Si distingue per le seguenti caratteristiche specifiche:

- Conservazione fredda affidabile tramite l'utilizzo di refrigerante immobilizzato.
- Per uso ripetitivo grazie all'uso di un robusto film PA/PE.
- Smaltimento assieme ai rifiuti domestici grazie all'uso di ingredienti non velenosi.
- Indiscutibile impiego nelle industrie farmaceutiche ed alimentari.
- Fase di passaggio a 0°C

**Icecatch® gel.**

- Diffusione dell'assorbimento di calore nel range 0°C con l'uso di refrigerante gel immobilizzato.
- Ottimo rapporto prezzo / capacità di assorbimento del calore.
- Riempimento con gel raffreddante

**Icecatch® solid.**

- Massima stabilità dimensionale durante il processo di congelamento tramite l'uso di schiuma rigida.
- Riempimento con schiuma dura

**Icecatch® solid Insulated 2.**

- 8°C.
- Un perfetto pacchetto raffreddante combinato con il nostro sistema di imballaggio, per il trasporto da +2 a +8°Cy.
- Massima stabilità dimensionale durante il processo di raffreddamento tramite l'uso di schiuma rigida, refrigerante e strato di isolante integrato.
- Riempimento con schiuma dura e strato isolante.



Code	Description	Packaging
LLG09695044	Sacchetto raffreddante Icecatch®, Tipo Icecatch®-Solid, Con schiuma dura/freddo medio, Dimensioni (L x P x H) 105 x 180 x 40 mm, Peso 630 g	20 pz
LLG09695009	Sacchetto Icecatch® con schiuma dura, 1700g, 280x190x45mm	7 pz.
LLG09695003	Sacchetto Icecatch®con gel raffreddante, 460 g, dim. 140x190x30 mm	32 pz
LLG09695008	Sacchetto Icecatch® con schiuma dura, 500g, 195x130x23mm	24 pz.
LLG09695004	Sacchetto Icecatch®con gel raffreddante, 690 g, dim. 140x240x40 mm	24 pz
LLG09695000	Sacchetto Icecatch®con gel raffreddante, 90 g, dim. 90x110x20 mm	120 pz
LLG09695001	Sacchetto Icecatch®con gel raffreddante, 170 g, dim. 90x150x20 mm	80 pz
LLG09695002	Sacchetto Icecatch®con gel raffreddante, 230 g, dim. 90x180x20 mm	60 pz
LLG06262659	Sacchetto Icecatch® con schiuma dura 500g, 195x130x20mm	27 pz.
LLG06262660	Sacchetto Icecatch® con schiuma dura 630g, 105x180x40mm	12 pz.
LLG09695006	Sacchetto Icecatch®con schiuma dura, 1100 g, dim. 280x190x25 mm	10 pz
LLG09695007	Sacchetto Icecatch® con schiuma dura, 1100 g, dim. 280x190x30 mm	10 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

