



Acqua distillata

Acqua distillata

Deionizzata e irraggiata UV. Conforme DIN 43530 / EN 385. In tanica di plastica.

Caratteristiche

Valore pH:

Conducibilità: 7,0

5 μ S/cm

Durezza: 0,02 mmol/l

Contenuto di cloro: 2 mg/l



Code	Description	Packaging
LLG06273852	Acqua distillata, Capacità 10 litri	10 L
LLG06280900	Acqua distillata, Capacità 20 litri	20 L



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

