

**Supporto 3926****GFL**

Supporto 3926. Accessorio per bagni termostatici con agitazione 1083, 1086 e 1092. In acciaio inossidabile. Per 58 provette da 1.5 a 2.0 ml, con protezione galleggiante; può essere avvitato nel vassoio agitante 3960. Massimo 3 supporti per vassoio.



Code	Description	Packaging
LLG09905990	Supporto 3926 per 58 provette da 1,5 a 2,0 ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

