

Accessori per incubatori a CO₂ INCOmed

Mettler

Accessori per incubatori a CO₂ INCOmed.

Modulo Comfort: due connessioni gas con connettore a rilascio rapido, commutazione automatica cilindri gas (impossibile in combinazione con modulo O₂).

Modulo Igiene: interno elettrolucidato, perfettamente saldato a laser

Modulo Comunicazione: interfaccia USB, software standard Celsius per il controllo e la registrazione di temperatura, CO₂, O₂ (con modulo O₂) ed umidità relativa; registrazione interna temperatura 1024 kB come anello di memoria per tutti i valori fissati, valori reali, errori, regolazione con tempo e data: registrazione circa 3 mesi ad intervalli di 1 minuto; interfaccia parallela per tutte le stampanti compatibili PCL-3

Modulo CO₂: range esteso di CO₂ da 0 al 20%

Modulo Premium: include i moduli Comfort, Igiene, Comunicazione e CO₂ (impossibile in combinazione con Modulo O₂)

Modulo Umidità: controllo attivo a microprocessore per umidificazione e deumidificazione (40 - 97% rh), con indicazione digitale e sistema di autodiagnosi; umidità fornita con acqua distillata (da una tanica esterna), deumidificazione tramite filtro sterile (controllo dei limiti standard di umidità e dischi d'acqua sono omessi)

Modulo O₂: controllo della concentrazione di ossigeno con immissione di N₂, range di regolazione da 1 al 20% O₂, regolazione accuratezza 0.1%. Impossibile combinare il modulo O₂ con i moduli Premium e Comfort. Possibile combinazione modulo O₂ con modulo Comfort e Premium.



Code	Description	Packaging
LLG09867707	Ripiano addizionale in acciaio inox, intero, tipo B00325 INCOmed 108	1 pz.
LLG09867755	Valvola riduzione pressione CO2 (DIN 8546), tipo E02087	1 pz.
LLG09867750	Foro di ingresso, posteriore, con tappo silicone, Ø int. 40mm, tipo F7	1 pz.
LLG09867722	Interfaccia RS232 al posto della USB, tipo W6	1 pz.
LLG09867709	Vaschetta addizionale per acqua, intera, tipo B02787 INCOmed 108	1 pz.
LLG09867710	Vaschetta addizionale per acqua, intera, tipo B02784 INCOmed 153	1 pz.
LLG09867711	Vaschetta addizionale per acqua, metà lunghezza, tipo B02786 INCOmed 246	1 pz.
LLG09867731	Filtro HEPA interno, tipo H9	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

