

**Bottiglia per buretta, vetro borosilicato 3.3****BRAND**

Bottiglia per buretta, vetro borosilicato 3.3. Bottiglia per buretta automatica in vetro resistente al calore. Ogni bottiglia ha un collo NS 29/32 smerigliato che si collega alla buretta.



Code	Description	Packaging
LLG09270905	Bottiglia per buretta, vetro borosilicato 3.3, chiara, 1000 ml, Ø 110 mm, H 200 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

