

**Bottiglia per buretta, vetro borosilicato 3.3****BRAND**

Bottiglia per buretta, vetro borosilicato 3.3. Bottiglia per buretta automatica in vetro resistente al calore. Ogni bottiglia ha un collo NS 29/32 smerigliato che si collega alla buretta.



| Code        | Description                                                                        | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09270905 | Bottiglia per buretta, vetro borosilicato 3.3, chiara, 1000 ml, Ø 110 mm, H 200 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

