

**Portaprovette, PP, Rota-Rack®****Heathrow Scientific**

Portaprovette, PP, Rota-Rack®. Supporti interbloccati. Ognuno dei 4 moduli può ruotare indipendentemente. Si possono utilizzare allo stesso tempo, provette di diverse dimensioni, per colture, per centrifuga o microcentrifuga. Autoclavabile. Ogni modulo del Rota-Rack® per provette larghe può contenere due provette da 50 ml, otto provette da 15 ml, sei provette da 20 mm o dieci provette da 13 mm. Ogni modulo del Rota-Rack® per microprovette può contenere sei provette da 15 ml, nove provette da 1,5/2,0 ml, dodici provette da 0,5 ml, o trentadue microprovette per PCR da 0,2 ml o 4 strisce di 8 microprovette.



Code	Description	Packaging
LLG09193988	Portaprovette, PP, Rota-Rack per provette grandi dim. 224 x110x110 h mm	1 pz.
LLG09193989	Portaprovette, PP, Rota-Rack per micro provette dim. 210x100x100 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

