

**Misuratore di temperatura testo 925****Testo SE & CO KGaA****Misuratore di temperatura testo 925.**

Dispositivo di misura compatto per una misurazione semplice, rapida e precisa della temperatura con sonda a termocoppia di tipo K. I dati di misura possono essere trasmessi a smartphone o tablet tramite Bluetooth®. La connessione all'applicazione gratuita testo Smart App consente di configurare il dispositivo e di visualizzare, memorizzare e documentare le misure.

- 1 canale di misura.
- Allarme acustico in caso di superamento dei valori limite.
- Configurazione rapida in-app, cronologia grafica, seconda schermata e memoria dei dati di misura nella Smart App testo.
- Illuminazione del display.
- Funzione di blocco.
- Visualizzazione del valore minimo/massimo.

La fornitura include: Misuratore di temperatura, 1 sonda a termocoppia di tipo K, borsa di trasporto, protocollo di calibrazione, batterie.



Code	Description	Packaging
LLG04687954	Misuratore di temperatura testo 925, largh. 60 mm, prof. 135 mm, altezza 28 mm, peso 188 g, Tipo di energia ausiliaria: Batteria	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

