

**Pompe per liquidi a diaframma LIQUIPORT®****KNF**

Pompe per liquidi a diaframma LIQUIPORT®. La pompa KNF LIQUIPORT® a diaframma per liquidi della serie NF 100/1.100:..18 S pompa affidabile per liquidi neutrali e aggressivi. Una manopola con LED rende facile variare la capacità di pompaggio. Queste pompe lavorano silenziosamente e con basse vibrazioni. - resistente ad acidi, alcali e solventi- auto innesco- funzionamento a secco- non necessita di manutenzione- a tenuta di spruzzi (IP 65)- portata regolabile manualmente, display a LED- modo standby- limitazione massima di pressione- pompaggio silenzioso, vibrazioni basse. Materiale della pompa KT = PPTT = PVDF Membrana: rivestita PTFE Valvole: FFPM



Code	Description	Packaging
LLG07656157	Pompe chimicamente resistenti per liquidi LIQUIPORT®, tipo NF 1.100 TT.18RC, portata 0,2 ... 1,3 litri/min, pressione 4 bar max., tipo di energia ausiliaria 100 ... 240 V, 50/60 Hz, Ø int. 8 mm, Largh. 99 mm, Prof. 130 mm, Potenza 12 W	1 pz
LLG09880597	Pompa LIQUIpoRT NF 100 KT.18 S, 0,2-1,3 L/min, dim. 99x130x177 h mm	1 pz.
LLG09880598	Pompa LIQUIpoRT NF 100 TT.18 S, 0,2-1,3 L/min, dim. 99x130x177 h mm	1 pz.
LLG04664493	Pompe LIQUIPORT NF 100 FT.18 S, Øint.8mm, 99x130x177mm, 0,2/1,3L/min	1 pz.
LLG07634612	Pompe LIQUIPORT NF 300 FT.18 S, Øint.12mm, 104x160x188mm, 0,5/3 L/min	1 pz.
LLG09880599	Pompa LIQUIpoRT NF 300 KT.18 S, 0,5-3,0 L/min, dim. 104x160x190 h mm	1 pz.
LLG09880600	Pompa LIQUIpoRT NF 300 TT.18 S, 0,5-3,0 L/min, dim. 104x160x190 h mm	1 pz.

