

**Scuotitore multifunzione PTR-35 / PTR-60****Grant**

Scuotitore verticale multifunzione per provette, programmabile a step. Multifunzione: rotazione verticale, reciprocante, vibrante. Possibilità di lavorare in modo continuo o temporizzato in ogni fase. Scelta di due modelli con diverse velocità e capacità di microprovette. Velocità: da 1 a 100 rpm. Movimento reciprocante: con angolo regolabile tra 1 e 90°. Vibrazione: programmabile tra 1 e 5 secondi. Sequenza delle funzioni completamente programmabile, compresa la pausa. Piattaforme alternative per provette più grosse.



Code	Description	Packaging
LLG09721028	Scuotitore multifunzione PTR-35, per 26 microprovette	1 pz.
LLG09721030	Scuotitore multifunzione PTR-60, per 48 microprovette Ø 15mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

