

**Centrifuga/Vortex, Combi-Spin PCV-2400****Grant**

Centrifuga/Vortex, Combi-Spin PCV-2400. Centrifuga e vortex combinati in un unico strumento per microprovette e strip da 0,2 ml. E' possibile centrifugare e miscelare in modo indipendente, oppure agitare una singola provetta contemporaneamente alla centrifugazione di strip di microprovette. Il vortex è posizionato sull'albero centrale e fuoriesce a coperchio chiuso. Per le applicazioni spi-mix-spin, il Combi-spin può essere usato con volume molto basso di reagente.

- Rotori intercambiabili per provette da 2,0, 1,5, 0,5 e 0,2 ml e strip da 0,2 ml
- Modo continuo o centrifuga breve
- Fornita con 2 rotor: 12 x 1,5/2,0ml e 12 x 0,5ml + 12 x 0,2ml



Code	Description	Packaging
LLG09721001	Centrifuga Combi-spin PCV-2400	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

