

**Termoblocco con agitazione per microprovette PHMT****Grant**

Termoblocco con agitazione per microprovette PHMT. Il termoblocco PHMT è un agitatore termostato compatto e versatile, ideale per applicazioni che richiedono riscaldamento e agitazione in microprovette ed adatto per uso in camera fredda e incubatori (range operativo da 4°C a 40°C). Raggruppa tre strumenti in uno: un agitatore termico per microprovette, un incubatore compatto da banco senza agitazione, un agitatore per microprovette senza controllo della temperatura. Combinando agitazione e incubazione, si riducono i tempi di processo e il carico di lavoro dell'operatore; aumenta l'efficienza delle applicazioni, con maggiore produttività. - range di velocità: 250 a 1400 rpm- 2 mm di orbita effettiva di agitazione- range di temperatura: da + 5 amb. a 100°C- uniformità: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ - timer regolabile: 1 min - 96 ore - riscaldamento rapido- blocchi intercambiabili. - basso voltaggio - utilizzabile in camera fredda. - funzionamento continuo o temporizzato, con allarme acustico e spegnimento automatico- include blocco intercambiabile



Code	Description	Packaging
LLG06234725	Termoblocco con agitazione PHMT-PSC18, per 20x0,5 ml + 12x1,5 ml	1 pz.
LLG09721041	Termoblocco con agitazione PHMT-PSC24, per 24x2,0 ml	1 pz.
LLG09721072	Termoblocco con agitazione PHMT-PSC24N, per 24x1,5 ml	1 pz.
LLG09721079	Termoblocco con agitazione PHMT-PSC32, per 20x0,2 ml + 12x1,5 ml	1 pz.
LLG09721080	Termoblocco con agitazione PHMT-PSC96, per 1x96 pozzetti	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

