

**Pipetta Transferpettor a volume variabile****BRAND**

Pipetta Transferpettor a volume variabile - a spostamento positivo - ideale per quei liquidi viscosi (proteine, oli, resine e grassi, glicerina, mercurio, acido solforico, ecc...), schiume (tensioattivi, ecc..) o sostanze ad alta tensione di vapore (alcoli, eteri, idrocarburi, ecc...) - pistone elastico, perfettamente aderente ripulisce le pareti del capillare/puntale, espellendo fino all'ultima goccia - risultati sempre perfettamente riproducibili - volumi da 1 μL a 10 mL - adatto per liquidi con densità 13,6 g/cm^3 , viscosità fino a 140000 mm^2/s (secondo la capacità dello strumento), tensione di vapore fino a 500 mBar - non è sterilizzabile - codice colore per identificare con facilità la capacità della pipetta.



Code	Description	Packaging
LLG09280602	Pipette a singolo canale Transferpettor Digital-regolabili, Capacità μl : 2,5 - 10	1 pz
LLG09280605	Pipette a singolo canale Transferpettor Digital-regolabili, Capacità μl : 5 - 25	1 pz
LLG09280610	Pipette a singolo canale Transferpettor Digital-regolabili, Capacità μl : 10 - 50	1 pz
LLG09280620	Pipette a singolo canale Transferpettor Digital-regolabili, Capacità μl : 20 - 100	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

