



Bagno ad ultrasuoni Elmasonic S

Bagno ad ultrasuoni Elmasonic S. Controllo elettronico di temperatura e tempo - autostart a temperatura controllata/preselezione di temperatura - sistemi con trasduttore ad alte prestazioni - degasaggio rapido con la funzione Autodegas / degas - riscaldamento dry run proof che supporta il processo di pulizia - prestazioni di pulitura migliorate con la funzione Sweep che consente di modulare le frequenze degli ultrasuoni - interruttore di sicurezza - completo di coperchio conformato in modo da ridurre il rumore. A strumento spento si può usare il coperchio rovesciato come supporto/raccoglitore e rimettere poi nel bagno il liquido recuperato.



Code	Description	Packaging
LLG09876500	Bagno ad ultrasuoni Elmasonic S 30 H, 2,75 L, dim.int.240x137x100 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

