



Estrattori tubo superiore Soxhlet

Estrattori tubo superiore Soxhlet. Estrattori tubo superiore per Soxhlet



Code	Description	Packaging
LLG09043012	Tubo per estrattori Soxhlet 70 ml, cono sup. 34/35 NS, cono base 29/32 NS	1 pz.
LLG09043018	Tubo per estrattori Soxhlet 200 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 45/40 NS	1 pz.
LLG09043011	Tubo per estrattori Soxhlet 30 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 29/32 NS	1 pz.
LLG09043013	Tubo per estrattori Soxhlet 100 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 45/40 NS	1 pz.
LLG09043014	Tubo per estrattori Soxhlet 150 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 45/40 NS	1 pz.
LLG09043015	Tubo per estrattori Soxhlet 250 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 45/40 NS	1 pz.
LLG09043016	Tubo per estrattori Soxhlet 500 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 60/46 NS	1 pz.
LLG09043017	Tubo per estrattori Soxhlet 1000 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 71/51 NS	1 pz.
LLG09043019	Tubo per estrattori Soxhlet 300 ml, cono sup. 29/32 NS, cono base 60/46 NS	1 pz.

