

**Scatole criogeniche, PP, autoclavabili, 133 x 133****Ratiolab**

Scatole criogeniche, PP, autoclavabili, 133 x 133. In PP. Disposizione 9 x 9. Per lo stoccaggio a bassa temperatura di criovials. Resistenti a temperature da -90 a +121°C. Autoclavabili. Coperchio con griglia numerata a stampa indelebile. Adatto alla maggior parte dei rack in acciaio inox.



Code	Description	Packaging
LLG09405900	Scatola criogenica Alpha-Box, h 52 mm, colore nero	1 pz.
LLG09405901	Scatola criogenica Alpha-Box, h 75 mm, colore nero	1 pz.
LLG09405898	Scatola criogenica Alpha-Box, h 52 mm, colore blu	1 pz.
LLG09405899	Scatola criogenica Alpha-Box, h 75 mm, colore blu	1 pz.
LLG09405896	Scatola criogenica Alpha-Box, h 52 mm, colore verde	1 pz.
LLG09405897	Scatola criogenica Alpha-Box, h 75 mm, colore verde	1 pz.
LLG09405890	Scatola criogenica Alpha-Box, h 52 mm, colore naturale	1 pz.
LLG09405891	Scatola criogenica Alpha-Box, h 75 mm, colore naturale, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz.
LLG09405894	Scatola criogenica Alpha-Box, h 52 mm, colore rosso	1 pz.
LLG09405895	Scatola criogenica Alpha-Box, h 75 mm, colore rosso, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz	1 pz.
LLG09405892	Scatola criogenica Alpha-Box, h 52 mm, colore giallo	1 pz.
LLG09405893	Scatola criogenica Alpha-Box, h 75 mm, colore giallo	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

