


**Accessori per Seripettor e Seripettor pro****BRAND**

Accessori per Seripettor e Seripetto pro. Cartucce dispensatrici. Non sterili e sterili. Pistone (PE), cilindro (PP). Tubo di scaric o flessibile PTFE, spiralato, lunghezza 800 mm, con manico di sicurezza. Non adatto per HF e perossidi.



Code	Description	Packaging
LLG04000157	Tubo di riempimento da 250 mm, per Seripettor® e Seripettor® pro, per applicazioni sterili, con grarnizion a O	1 pz
LLG04000158	Tubo di riempimento da 500 mm, per Seripettor® e Seripettor® pro, per applicazioni sterili, con grarnizion a O	1 pz
LLG07072098	Tubo di riempimento da 250 mm, per Seripettor® e Seripettor® pro	1 pz
LLG07300054	Tubo di riempimento da 500 mm, per Seripettor® e Seripettor® pro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

