

**Camere per test materiali, serie FP e M****BINDER**

Camere per test materiali, serie FP e M Queste camere BINDER sono molto precise e hanno un ampio range di temperatura, oltre ad una serie globale di opzioni con le quali si possono customizzare rampe, profili e processi.

Serie FP: con circolazione d'aria forzata. Per test complessi di temperatura.

Serie M: con programmazione individuale.

- Preriscaldamento camera controllato elettronicamente APT.lineä che assicura accuratezza di temperatura e risultati riproducibili

- Range di temperatura da 5°C sopra la temperatura ambiente fino a 300°C

- Dispositivo di sicurezza temperatura regolabile indipendentemente classe 2 (DIN 12880), con allarme visivo temperatura

- Interfaccia opzionale RS 422 per software di comunicazione APT-COMä Data Control System

FP53-UL - FP720-UL a 120 V sono disponibili a richiesta



Code	Description	Packaging
LLG09883710	Camera climatica FP 53, 53 L, int. 400x340x400 mm, est. 635x575x620 mm	1 pz.
LLG09883712	Camera climatica FP 240, 240 L, int. 800x510x600 mm, est. 1035x745x825 mm	1 pz.
LLG09883565	Camera climatica M 240, 240 L, int. 800x510x600 mm, est. 1035x745x985 mm	1 pz.
LLG09883713	Camera climatica FP 400, 400 L, int. 1000x510x800 mm, est. 1235x765x1025 mm	1 pz.
LLG09883566	Camera climatica M 400, 400 L, int. 1000x510x800 mm, est. 1235x765x1185 mm	1 pz.
LLG09883714	Camera climatica FP 720, 720 L, int. 1000x610x1200 mm, est. 1235x865x1530mm	1 pz.
LLG09883567	Camera climatica M 720, 720 L, int. 1000x610x1200 mm, est. 1235x865x1695mm	1 pz.
LLG09883563	Camera climatica M 53, 53 L, int. 400x340x400 mm, est. 635x575x780 mm	1 pz.
LLG09883711	Camera climatica FP 115, 115 L, int. 600x410x480 mm, est. 835x645x705 mm	1 pz.
LLG09883564	Camera climatica M 115, 115 L, int. 600x410x480 mm, est. 835x645x865 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

